

MENSAJES INDICADORES DE PANTALLA:

MENSAJE EN LA PANTALLA	QUE HACER
FUNC VOL REC BAJO	Empezará a sonar la bomba intermitentemente para avisarle del fin de la infusión. A partir de este momento tiene un margen de dos horas para acudir a Hospital de Día.
VOL RECIPIENTE VACIO	Pita de forma continuada para indicar que el contenido del cassette se ha terminado. Ha de apretar el botón PARADA/INICIO para que deje de sonar.
PILAS BAJAS PILAS AGOTADAS	Pare la bomba. En la parte trasera se encuentra la tapa. Cambie las pilas por unas alcalinas de 1,5V.
PRESIÓN ELEVADA	Presionar el botón PARADA/INICIO para que deje de sonar y revisar la alargadera que va de la bomba a la aguja, puede ser que se ha pinzado o se ha cerrado la pinza. Debe abrirla y a continuación reiniciar la bomba, apretando de nuevo el botón PARADA/INICIO.
CASSETTE DESCONECTADO PINZAR LA LINEA	Suena porque se ha desconectado el cassette. Ha de parar la máquina y pinzar la línea. A continuación llame a Hospital de día.

Si tiene alguna otra duda puede llamar a Hospital de Día de Lunes a Viernes de 9 a 20h.

Telf. Centralita Clínica Quirón: 93 285 00 000

Ext. Hospital de Día: 12820

Fuera de ese horario llamar al siguiente **telf. UCC: 902 88 99 01**

IOB Oncology Institute
Barcelona - Madrid



MANEJO E INSTRUCCIONES DE LA MÁQUINA DE INFUSIÓN CONTINUA DE MEDICACIÓN


INFORMACIÓN PARA PACIENTES PORTADORES DE UNA BOMBA DE INFUSIÓN CONTINUA:

Usted es portador de una bomba de infusión continua portátil; este es un sistema que administra su tratamiento de una manera muy precisa y que a la vez le permite llevar una vida prácticamente normal.

A continuación le facilitamos información sobre las preguntas más comunes que usted se puede hacer.

¿Cómo he de llevar la bomba?

- Puede llevarla como si fuese una bolsa, una bandolera o riñonera.
- Se recomienda llevar la alargadera enrollada alrededor del cassette donde se encuentra la medicación con el fin de evitar que se enganche y se produzca un estirón.



¿Cómo he de ducharme?

- Se recomienda desenrollar la alargadera de la bomba para disponer de una mayor movilidad y colocarla sobre un taburete, WC o colgada del toallero cerca de la ducha, de forma que no se moje.
- No tirar agua directamente sobre el apósito, no frotar esta zona con jabón ni con la toalla a la hora de secarse.

¿Cómo he de dormir?

- Puede desenrollar la alargadera para tener más movilidad.
- Poner la bomba en un lugar que a usted le sea cómodo, siempre con cuidado de no pinzar la alargadera

¿Qué he de hacer si...?



- Si se despegó el apósito:
 - Fijarlo con esparadrapo.
 - Acercarse a Hospital de Día para que se lo fijen.
- Si me duele, tengo escozor, se me inflama la zona de inserción de la aguja o se me sale la aguja:
 - Pare la máquina. Tenga cuidado de no pincharse. Y seguidamente venga a Hospital de Día.

¿Cómo y cuándo he de parar la bomba?

- La bomba solo debe pararse en caso de que suene la alarma de fin de infusión.
- Ha de mantener apretada la tecla PARADA/INICIO hasta que desaparezcan tres rayas: _ _ _, entonces deje apretar el botón y saldrá en la pantalla el mensaje. PARADA.

¿Cómo reiniciar la bomba?

- Ha de mantener apretada la tecla PARADA/INICIO hasta que aparezcan las tres rayas: _ _ _ en la pantalla, entonces deje de apretar el botón y saldrá en la pantalla el mensaje: FUNC.



Si lo prefiere, puede llevar la bomba de infusión en un bolso que tenga usted en casa, para mayor comodidad.